

MagBeads[®] 5微米二氧化钛磁珠（薄壳层）说明书

【产品名称】 MagBeads[®] 5微米二氧化钛磁珠（薄壳层）

【英文名称】 MagBeads[®] 5 μm Titanium dioxide Beads (Thin Shell Layer)

【订货信息】

货号	产品名称	规格	尺寸	溶剂	浓度
MBTi-B-5	5 微米二氧化钛磁珠（薄壳层）	5 mL	5 \pm 0.2 μm	纯化水	25 mg/mL
		10 mL			

【简介】

磷酸化是一种常见的可逆的翻译后修饰，在细胞信号传导等众多的生物过程中发挥调节作用，因此在肿瘤等许多疾病的研究中具有重要的意义。对磷酸化的认识有助于我们了解疾病的发生过程。磷酸蛋白和磷酸肽通常浓度极低，且电离程度差，因此很难通过质谱（MS）进行检测。因此，当前迫切需要能特异富集磷酸化肽、且与质谱分析兼容的富集技术。

二氧化钛具有富集磷酸丝氨酸（pSer）、磷酸苏氨酸（pThr）和磷酸酪氨酸（pTyr）残基的选择性亲和力。TiO₂磁珠是一种专有的磁性材料微粒载体，能在复杂生物样品的蛋白消化物中简单、方便、高效、高特异、高重复性富集磷酸化肽。磁珠表面的二氧化钛纳米粒子对于单磷酸化肽和多磷酸化肽没有明显的偏好，因而非常适合单步富集磷酸化肽用于基于质谱的蛋白质组学分析。

南京东纳生物科技有限公司生产的5微米二氧化钛磁珠（薄壳层）为尺寸均一的单分散微米级磁珠，表面呈现纳米级粗糙度岛状结构，具有较高的比表面积，较强的饱和磁化强度，快速的磁响应时间等优点。二氧化钛磁珠集合了磁性材料快速外磁场响应和金属氧化物稳定性的优点，具有很高的比表面积，简化了磷酸化多肽富集过程，提高了富集通量。

【产品参数】




图 1.5 5微米二氧化钛磁珠（薄壳层）扫描电镜照片

【产品信息】

浓度	25 mg/mL
粒径	5 μm
表面电位	-20 mV 左右
磁含量	大约 10%-15%
保存条件	密封, 4°C, 禁止冷冻, 使用前请充分混匀
包装	塑料瓶

【产品特点】

1. 对磷酸化肽高特异性;
2. 对单磷酸化肽和多磷酸化肽无明显的偏好;
3. 小于 30 s 的快速磁响应性, 减少样品损失, 更适合自动化操作;
4. 抗氧化特性, 降低样品被污染风险。

【外泌体提取】

上样缓冲液: 10 mM PBS (pH=7.4)

洗脱缓冲液: 含有 10% 氨水的 PBS 溶液 (10 mM PBS 用 25% 的氨水进行调节至 pH 为 11.1, PBS 中氨水的含量为 10%)

TiO₂ 磁珠以 25 mg/mL 浓度保存于纯水中。使用前应对磁珠进行洗涤和平衡 (恢复至室温), 可根据实际需要放大和缩小磁珠用量。

- 1) 涡旋混合 TiO₂ 磁珠以确保均匀分散。
- 2) 转移 200 μL (5 mg) TiO₂ 磁珠到 2 mL 离心管。
- 3) 将离心管放置磁分离器上, 放置 30 秒, 移弃上清。
- 4) 用 200 μL 的 10 mM PBS 温和洗涤微粒 (例如间或涡旋混合) 5 分钟。
- 5) 将离心管放在磁分离器上, 放置 30 秒, 移弃上清。
- 6) 重复步骤 4 和 5。
- 7) 将 100 μL 样品 (含有外泌体的血清) 加入到磁珠中, 在 4°C 共孵育 5-10 分钟。
- 8) 将离心管放置磁分离器上, 放置 30 秒, 磁分离去除上清, 用 10 mM PBS (pH=7.4) 清洗 2-3 次。
- 9) 移去磁场, 在磁珠-外泌体复合物中加入含有 10% 氨水的 PBS 溶液, 在 4°C 共孵育 5-10 分钟, 使外泌体从磁珠上释放出来。
- 10) 将离心管放在磁分离器上, 放置 30 秒, 取上清外泌体悬浮液, 进一步可通过超滤调节外泌体重悬液 pH。

注: 氨水具有腐蚀性, 请参照安全使用说明操作。

【贮藏】

密封, 2°C-8°C 冰箱储存。

【注意事项】

1. 二氧化钛磁珠长期静置会发生沉降, 请在充分搅拌或震荡分散混匀后使用。
2. 密封, 2-8°C 冰箱储存, 避免干燥成块, 避免冻融。

【生产单位】

公司名称 南京东纳生物科技有限公司
 地址 南京市江宁区龙眠大道 568 号南京生命科技小镇北区 5 号楼 6 楼
 邮政编码 210000
 电话号码 025 8347 5811
 电子邮箱 marketing@nanoeast.net
 公司网站 www.nanoeast.net