

120 nm 聚苯乙烯微球（平板）说明书

【产品名称】 120 nm 聚苯乙烯微球（平板）

【英文名称】 120 nm polystyrene microspheres

【订货信息】

货号	产品名称	包装规格	固含量
XHPS120	120 nm 聚苯乙烯微球	1 mL, 2 mL	5%

【简介】

南京东纳生物科技有限公司开发的高分子聚合物微球具有粒度均一、比表面积大、机械强度高、耐溶性好等特点。近年来单分散的聚合物微球，尤其是聚苯乙烯微球在生物医学领域的应用日益增长。因其具有良好的吸附性能、优良的光学力学性能、高的表面活性及可回收利用等特征，聚苯乙烯微球在临床诊断、检测、技术、细胞学等研究领域开始显示其特的优势。

【产品参数】

粒径	120 nm
固含量	5%
尺寸均匀度	CV<5%
保存溶液	纯水

扫描电镜




图 1. 120 nm 聚苯乙烯微球的扫描电镜图

【包装】

PP 大口瓶

【贮藏及有效期】

密封，2-8℃避光保存 1 年

【注意事项】

1. 微球取用前应充分混匀，防止取用改变微球浓度，避免长时间超声破坏微球表面；
2. 微球使用和保存过程中应避免冻融。

【生产单位】

公司名称 南京东纳生物科技有限公司
地 址 南京市江宁区龙眠大道 568 号南京生命科技小镇 5 号楼北楼 6 楼
邮政编码 210000
电话号码 025 8347 5811
电子邮箱 maglab@163.com
公司网站 www.nanoeast.net